


# ドイツ・スキャンディア社製 湿式研磨紙・ダイヤモンド研磨紙



- スキャンディア社製研磨機専用の“湿式研磨”(ヨーロッパ規格FEPA)
- 研磨をより早く効率的に行なう“ダイヤモンド研磨シート”
- ダイヤモンド研磨シートと研磨盤が一体になっている“ダイヤモンド研磨ディスク”



**Made in Germany**

# 湿式研磨紙・ダイヤモンド研磨紙

## ■ 湿式研磨紙

スキャンディア社製研磨機専用の研磨紙です。

商品			
研磨紙 (裏のり付) & (裏のり無)	【サイズ】 φ200mm φ250mm φ300mm	P80(約212μ)	50枚入り
		P120(約127μ)	50枚入り
		P180(約78μ)	100枚入り
		P240(約58.5μ)	100枚入り
		P400(約35μ)	100枚入り
		P600(約25.8μ)	100枚入り
		P1000(約18.3μ)	100枚入り
		P1200(約15.3μ)	100枚入り
		P2500(約8.4μ)	100枚入り



## ■ 湿式研磨ロール

WET-GRINDER専用の研磨紙です。

商品		
研磨ロール	【サイズ】 80mm幅 × 25m	P180(約78μ)
		P240(約58.5μ)
		P400(約35μ)
		P600(約25.8μ)
		P1000(約18.3μ)
		P1200(約15.3μ)



## ■ ダイヤモンド研磨シート

スキャンディア社製研磨機専用の研磨シートです。  
研磨をより早く効率的に行なうことができます。

商品			
ダイヤモンド 研磨シート (裏のり付)	【サイズ】 φ200mm φ250mm φ300mm	125μ	1枚入り
		75μ	1枚入り
		45μ	1枚入り
		25μ	1枚入り



## ■ ダイヤモンド研磨ディスク

ダイヤモンド研磨シートと研磨盤一体型になっているタイプです。

商品			
ダイヤモンド 研磨ディスク	【サイズ】 φ200mm	90μ	1枚入り
		65μ	1枚入り
		45μ	1枚入り
		25μ	1枚入り
		15μ	1枚入り



総輸入元

**フリッチュ・ジャパン株式会社**

国内総販売店

**有限会社フリッチュラボシステム**

本 社 〒231-0023 横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル6階  
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-12-5 大阪屋北2号館8階  
 URL <http://www.fritsch.co.jp> E-mail: [info@fritsch.co.jp](mailto:info@fritsch.co.jp) TEL 045-641-8550 FAX 045-641-8364  
 TEL 06-6390-0520 FAX 06-6390-0521