

ZERKLEINERN

**FRITSCH**

PARTIKELMESSEN TEILEN MILLING PARTICLE SIZING DIVING ZERKLEINERN PARTIKELMESSEN TEILEN MILLING PARTICLE SIZING DIVING

# ドイツ フリッチュ社製 蛍光X線分析用試料片作製機 タブレットプレス TP-1



**MADE IN  
GERMANY**



Point



**簡単にタブレット化**

容易な作業で  
お望みの試料片を作製



**最大250kN**

強力な油圧ポンプに  
よる加圧機構



**圧力表示**

見やすく確認しやすい  
メーター

## 特長



### 最大250kNの圧力

強力な油圧ポンプによる加圧で、手動でも簡単に試料をタブレット化できます。



### 圧力が設定可能

装置正面に見やすいメーターを設置しました。圧力を確認しながら、作業できます。



### 見やすいカバー

透明カバーで光を通しつつ、視認性を高く設計しました。

## タブレット作製例



## 仕様

最大荷重	25 t 油圧手動式
加圧範囲	10 - 250 kN
ダイス	Φ40 mm, Φ32 mm
本体重量	約50 kg
寸法	W30 x D32.5 x H60 cm

## お問い合わせ

### フリッチュ・ジャパン株式会社



横浜本社 〒231-0023 横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル6階  
TEL: 045-641-8550 / FAX: 045-641-8364

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-2-7 大西ビル6階  
TEL: 06-6390-0520 / FAX: 06-6390-0521

福岡営業所 〒819-0022 福岡市西区福重5-4-2 アザリアS姪浜403  
TEL/FAX: 092-707-6131

MAIL: [info@fritsch.co.jp](mailto:info@fritsch.co.jp) / URL: <http://www.fritsch.co.jp>

※商品改良や仕様変更に伴い、やむを得ずに商品の一部形状や色を予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

★保守・修理対応は最寄りの営業所までお問い合わせください。